


Dog Care

## ENLÈVE TIQUES



- Extraction simple et sûre des tiques
- Le corps de la tique n'est pas écrasé, ce qui évite le risque d'infection.
- Retire la tique par la tête (à quelques exceptions près)
- Deux crochets de tailles différentes

<b>N° Art.</b>	<b>Désignation / quantité</b>	<b>Prix CHF</b>
3482	Dog/Cat Crochets à tiques 2 pièces	CHF 5.70

Une tique doit être enlevée le plus rapidement et le plus professionnellement possible. Ces pratiques crochets à tiques vous aident à débarrasser votre compagnon à quatre pattes de ces parasites, facilement et en toute sécurité.

### AUTRES CONSEILS

#### Comment enlever correctement une tique

- Choisir le crochet approprié en fonction de la taille de la tique.
- Saisir la tique dans la fente, en plaçant le crochet sur la peau et en ramassant le corps de la tique jusqu'à ce qu'elle soit coincée dans le crochet.
- Soulever légèrement le crochet.
- Après une ou deux torsions, la tique se détache.